

Bedienungsanleitung

Sitz auf Radlauf drehbar

M1 Straßenzulassung



CE

PB MeTech GmbH

Brühlweg 19
73553 Alfdorf

Tel: 0 71 72 / 18 991 - 0

Fax: 0 71 72 / 18 991 - 70

Email: info@pbmetech-gmbh.de
Internet: www.pbmetech-gmbh.de

Beschreibung / Bedienung:

Der PB MeTech Sitz auf Radlauf ist als Betreuersitz für Fahrzeuge im Bereich Rettung / Krankentransport ausgelegt.

Folgende Prüfgrundlagen wurden zugrunde gelegt:

§35a StVZO

Richtlinie des Rates der EG Nr. 76/115/EWG vom 18.12.1975 einschließlich aller Änderungen bis Nr. 2005/41/EG

Teilegutachten Nr. 18 10 05 7005/4

rechter Betreuersitz in Fahrtposition – linker Betreuersitz spiegelbildlich



Pos. 1 - Rad zur Armlehnenverstellung
Armlehne klappbar

Pos.2 – Handrad zur stufenlosen Rückenlehnenverstellung bis zu 0000°

Pos. 2.1 – Schrauben zur Rückenlehnenbefestigung
Linsenschraube mit Flansch M10
ISO 7380 Festigkeit 10.9

Pos. 3 – Kopfstütze
höhenverstellbar

Beschreibung / Bedienung:

Pos. 4 – 3-Punkt Sicherheitsgurt

Pos. 5 – Kipphebel zur Arretierung der verschiedenen Sitzpositionen sowie der Position an Seitenwand gedreht bei Nichtgebrauch.

Pos. 6 – Zuggriff zur Entriegelung der Sitzfläche



Beschreibung / Bedienung:



Pos. 7 – Bodenkonsole/Radlaufabdeckung

Pos. 8 – Typenschild

Pos. 9 – 6x Befestigungsschrauben
Linsenschraube mit Flansch
M10 ISO 7380
Festigkeit 10.9

Pos. 7

Beschreibung / Bedienung:

verschiedene Sitzpositionen

